

Neogen Biomedis

Guida rapida all'uso

Questa guida ti accompagna nei primi passi con Neogen: come accenderlo e scegliere la modalità e dove posizionarlo. Trovi anche i consigli per l'ambiente e le indicazioni sulla durata delle sessioni. È una guida di sintesi preparata da Bioquantum e non sostituisce il manuale del produttore.

Che cos'è Neogen

Neogen è un dispositivo Biomedis che riceve e trasmette un campo elettromagnetico a banda ultra larga (UWB) di bassa intensità. Lavora con il biofeedback: riceve il segnale riflesso dal tuo corpo oppure la tua voce e li restituisce sotto forma di segnale modulato. Ha due modalità operative.

Modalità 1 Feedback elettromagnetico (EMF F.B.)

Modalità 2 Feedback audio (AUDIO F.B.)

Neogen e Trinity. I due dispositivi sono complementari. Con Trinity scegli programmi specifici per organi e sistemi. Con Neogen il segnale si costruisce a partire dai ritmi del tuo organismo. Non vanno usati nello stesso momento.

Prima di iniziare

1. **Accendi.** Tieni premuto il tasto On/Off per più di due secondi. Compare il menu principale e senti un segnale acustico.
2. **Spegni.** Tieni premuto di nuovo On/Off per più di due secondi. Un segnale acustico conferma lo spegnimento.
3. **Spegnimento automatico.** Se dopo l'accensione non esegui nessuna operazione il dispositivo si spegne da solo dopo circa un minuto.
4. **Carica.** Una luce fucsia indica la carica in corso e una luce blu indica la carica completata. Puoi caricarlo anche mentre è in funzione.

Modalità 1: feedback elettromagnetico

1. Dal menu seleziona **EMF F.B.** e conferma con OK.
2. Tieni il dispositivo per 3 o 4 secondi con la parte frontale rivolta verso di te. È il tempo necessario alla sincronizzazione.
3. Appoggialo su una superficie piana con il **pannello posteriore rivolto verso di te** a non più di 50 cm. In alternativa puoi appoggiarlo al corpo con il lato posteriore oppure tenerlo sul palmo della mano o sulla fronte o sull'addome o all'altezza del cuore.
4. Sul display vedi il tempo di funzionamento e l'oscillogramma dell'interazione.
5. Se senti segnali sonori ripetuti cambia la posizione del dispositivo. Oppure spegnilo e respira profondamente per qualche istante prima di riprendere.

Modalità 2: feedback audio

1. Dal menu seleziona **AUDIO F.B.** e conferma con OK.
2. Tieni Neogen tra i palmi aperti oppure appoggialo su una superficie piana davanti a te con i palmi dietro al dispositivo. In entrambi i casi la parte frontale è rivolta verso di te.
3. Pronuncia ad alta voce affermazioni positive o intenzioni che desideri sostenere. Il dispositivo ascolta la tua voce e la restituisce sotto forma di segnale modulato.
4. Per interrompere e tornare al menu premi il tasto di ritorno indicato sul display.

In modalità audio il dispositivo deve ascoltare **solo la tua voce**. Se possibile resta da solo nella stanza.

Ambiente e posizionamento

- Scegli un luogo tranquillo lontano da televisori e router Wi-Fi o smartphone e computer. Lontano anche da elettrodomestici e ventilatori e lampade a fluorescenza. Se puoi preferisci luce naturale o lampadine a incandescenza.
- Evita oggetti in movimento e rumori forti e musica ad alto volume nelle vicinanze.
- Preferisci una stanza dove sei solo. Anche la presenza di animali può creare interferenze.
- Se il dispositivo è appoggiato su un tavolo la stanza non dovrebbe scendere sotto i 22 gradi. Se lo tieni in mano la temperatura non conta. Con il freddo scaldalo tra le mani prima di iniziare.
- Il retro del dispositivo è l'antenna. Puoi tenerlo a 15 o 20 cm oppure fino a mezzo metro a seconda dell'ambiente elettromagnetico.
- Se i segnali sonori non si fermano per molto tempo cambia stanza: probabilmente ci sono interferenze importanti.

Durata e frequenza

Non ci sono regole fisse e ciascuno si affida alle proprie sensazioni. Il produttore indica queste linee guida.

- All'inizio parti con sessioni di circa 20 minuti.
- Una sessione di circa un'ora e mezza è già ampia. La successiva può avvenire dopo circa 4 ore.
- Con sessioni più brevi puoi ripeterle con maggiore frequenza.
- Prima di iniziare bevi un po' d'acqua.
- Puoi restare seduto mentre bevi un tè oppure leggi o svolgi un lavoro manuale. Evita di camminare o di fare faccende perché potresti spegnere il dispositivo per errore. Neogen non ha il blocco dello schermo.
- Le sensazioni variano da persona a persona. Se risultano fastidiose interrompi la sessione e riprova in un altro momento.
- Più persone della famiglia possono usare lo stesso dispositivo in momenti diversi.

Neogen accompagna il tuo coinvolgimento e non lavora al posto tuo. Dedica qualche respiro e un momento di presenza prima di iniziare e formula con chiarezza la tua intenzione.

Specifiche tecniche

Dimensioni e peso	68 × 38 × 17 mm per 63 g
Display	OLED da 0,9 pollici
Comandi	Tre pulsanti touch frontali con feedback luminoso
Batteria	LiPo da 900 mAh e 3,7 V
Autonomia	Fino a 10 ore di funzionamento continuo
Ricarica	Cavo USB con adattatore da 5 V e almeno 500 mA oppure porta USB del computer
Segnale	UWB con densità spettrale di potenza non superiore a -50 dB/MHz da 500 MHz a 130 GHz
Connessione	Nessuna app e nessun Bluetooth. Funziona senza internet.
Nella confezione	Dispositivo Neogen. Il caricatore non è incluso.
Garanzia	Un anno dalla data di acquisto

Avvertenze

- Biomedis sconsiglia l'uso di Neogen ai portatori di pacemaker.
- Il dispositivo non è stato testato in gravidanza.
- Non usarlo contemporaneamente a Trinity né dopo aver consumato alcolici né alla guida.
- Se durante l'uso avverti un aumento della pressione interrompi la sessione.
- In presenza di condizioni mediche o terapie in corso consulta il tuo medico prima dell'utilizzo.

Assistenza

Per informazioni sull'uso e sulla garanzia scrivici su WhatsApp al **328 126 5841** oppure a **info@bioquantum.it**.

Neogen è destinato esclusivamente al benessere generale e non è un dispositivo medico. Non è destinato alla diagnosi o al trattamento o alla cura o alla prevenzione di malattie e non sostituisce il parere di un medico o di altri professionisti sanitari qualificati. L'utilizzo del dispositivo è sotto la responsabilità dell'utente. Guida di sintesi a cura di Bioquantum, Ottobre 2026. Dispositivo Biomedis.