



Biomedis Trinity

Manuale di utilizzo — Dispositivo di biorisonanza personale per il riequilibrio energetico

Bioquantum

☎ 328 126 5841

✉ info@bioquantum.it

🌐 bioquantum.it

VERSIONE APRILE 2026

Benvenuto

Grazie per aver scelto **Trinity®**, il dispositivo di biorisonanza progettato per accompagnarti nel tuo percorso di riequilibrio energetico quotidiano.

Questo manuale ti guiderà passo dopo passo nell'utilizzo del dispositivo, aiutandoti a impostarlo correttamente e a utilizzarlo in modo semplice, sicuro e consapevole.

NOTA IMPORTANTE

Le indicazioni contenute in questo manuale riguardano esclusivamente l'utilizzo del dispositivo in ambito di benessere energetico e non sostituiscono cure o il parere di un medico.

Contenuto della confezione

All'apertura della confezione, verificare che siano presenti:

- ♦ Dispositivo **Trinity®**
- ♦ Cavo di alimentazione
- ♦ Caricatore **5V**
- ♦ Manuale di istruzioni e garanzia
- ♦ Sacchetto in tessuto con tracolla
- ♦ Due magneti a bottone

ATTENZIONE

L'uso di caricatori con voltaggio diverso da 5V può danneggiare la batteria e invalidare la garanzia. Non collegare mai il dispositivo a prese in auto o in treno.

Batteria e prima accensione

Il dispositivo è alimentato da una batteria LiPo da 550 mAh, ricaricabile tramite la porta micro USB. La batteria garantisce il funzionamento continuo fino a **18 ore**.

Prima accensione — procedura consigliata

IMPORTANTE

Non ricaricare subito Trinity. Utilizzarlo fino a scarica completa ed effettuare almeno **3 cicli completi di carica/scarica** prima di ricaricare normalmente.

Ricarica consentita

- ◆ Presa di rete (caricatore 5V in dotazione)
- ◆ Power bank

Ripristino in caso di blocco

In rari casi, a seguito di uno sbalzo di tensione, il dispositivo può spegnersi e non riaccendersi. Si tratta di un blocco protettivo temporaneo. Per ripristinarlo:

- 1 Collegare il dispositivo alla presa elettrica.
- 2 Usare i magneti a bottone in dotazione (o un magnete domestico) facendoli scorrere lungo il perimetro esterno del Trinity, partendo dalla parte inferiore e risalendo lungo i lati.
- 3 Ripetere l'operazione fino a quando si avverte una leggera vibrazione e il dispositivo si riaccende.

Accensione e menu iniziale

Tenere premuto il **pulsante superiore** per alcuni secondi. Se non viene eseguita alcuna azione, il dispositivo si spegnerà automaticamente dopo un minuto.

All'accensione comparirà la schermata iniziale con due voci: **Sequenze** e **Impostazioni**. Per spostarsi nel menu usare le frecce ↑ ↓ e confermare con **OK**.

Impostazioni

Modalità

La modalità va **sempre impostata manualmente** in base alla sequenza scelta.

MODALITÀ 1

Bambini e soggetti sensibili

A contatto con il corpo. Intensità ridotta per chi è particolarmente sensibile.

MODALITÀ 2

Sfera fisica — Seq. 1-164

Sequenze scritte in maiuscolo. Da tenere appeso al collo o a circa 50 cm dal corpo.

MODALITÀ 3

MODALITÀ 4

Super Programma 3 — Seq. 165

Sequenza singola. Max 50 cm dal corpo.

Trans-craniche — Seq. 166–225

Sequenze scritte in minuscolo. Circa 30 cm dalla testa. Non usare la funzione Ripetizione (R).

Potenza del segnale

Di base la potenza è impostata su **25**. Le impostazioni consigliate sono:

25 Bambini e soggetti sensibili

50 Adulti

100 In caso di disequilibri acuti

Una potenza più alta comporta un consumo maggiore della batteria.

Collegamento con PC

Tramite la porta USB è possibile collegare Trinity al software **Biomedis M Air** per inserire nuovi profili e aggiornare le sequenze. Per scaricarlo, visita la pagina dedicata al software su:

www.biomedis.life/it/biomedis_trinity.php

Altre impostazioni

- ♦ **Luminosità** — maggiore luminosità corrisponde a maggiore consumo di batteria.
- ♦ **Suono** — attivo di default.
- ♦ **Vibrazione** — attiva di default.
- ♦ **Lingua** — selezionare la lingua desiderata.

Avvio di una sequenza

Una volta selezionata la sequenza desiderata e premuto **OK**:

1. Portare il dispositivo all'angolo del capo e del collo.
2. Tenere il retro del dispositivo (antenne) **rivolto verso di sé**.
3. Mantenere una distanza di circa **30 cm** (lunghezza dell'avambraccio).

Dopo 5–7 secondi si avverte una vibrazione che indica l'avvenuta sintonizzazione. Il dispositivo è pronto. Premere il tasto di accensione per spegnere il display (stand by) e posizionare il dispositivo alla distanza corretta per la modalità in uso.

Distanze consigliate per modalità

Modalità	Distanza consigliata
Modalità 1	A contatto con il corpo
Modalità 2	Appeso al collo o a circa 50 cm dal corpo
Modalità 3	Max 50 cm dal corpo
Modalità 4	Circa 30 cm dalla testa

Pausa e interruzione

- ♦ Per mettere in **pausa** premere **OK** — sul display comparirà "Pausa" in rosso. Premere nuovamente OK per riprendere.
- ♦ Per **interrompere** e tornare al menu usare la freccia ← (in alto a sinistra).
- ♦ Al termine della sequenza il dispositivo emetterà una leggera vibrazione.

Funzioni dei tasti

Tasto superiore	Accensione / spegnimento / stand by.
← (alto sinistra)	Ritorno alla schermata principale / interruzione sequenza.
→ (basso sinistra)	Funzione Ripetizione (R) : 1 pressione = ripete il singolo programma; 2 pressioni = ripete l'intera sequenza; 3 pressioni = disattiva la ripetizione. Funge anche da tasto lista prima di premere OK. <i>Non usare in Modalità 4.</i>

↑ (alto destra)	Scorrimento verso l'alto del menu.
↓ (basso destra)	Scorrimento verso il basso del menu.
OK (centrale)	Conferma la selezione e avvia la sequenza. Durante l'esecuzione: inserisce/rimuove la pausa.

Istruzioni di sicurezza

- ◆ Non far entrare acqua nelle prese e nel connettore.
- ◆ Non collocare il dispositivo vicino a fonti di calore o sotto luce solare diretta prolungata.
- ◆ Conservare in luoghi inaccessibili ai bambini. L'uso nei bambini è consentito solo sotto supervisione adulta.
- ◆ Non utilizzare in bagni e ambienti umidi.
- ◆ Non smontare l'apparecchio e non immergerlo in acqua.
- ◆ Non collocare all'interno di forni a microonde.

CONTROINDICAZIONI

Non utilizzare il dispositivo in presenza di un pacemaker o altri dispositivi elettromedicali impiantati, in caso di gravidanza o in soggetti affetti da emofilia. In presenza di condizioni mediche o terapie in corso, consultare il proprio medico prima dell'utilizzo.

Caratteristiche tecniche

DIMENSIONI

92 × 48 × 14 mm

FREQUENZA PORTANTE

24 MHz ± 1%

CAMPO ELETTRICO (A 10 CM)

≤ 10 V/m

GAMMA MODULAZIONE

0,01 – 20.000 Hz (passo 0,01 Hz)

Garanzia

Il periodo di garanzia è di **un anno dalla data di acquisto**. Il produttore garantisce la conformità del dispositivo alle specifiche tecniche se vengono rispettate le condizioni di conservazione, trasporto e utilizzo. In caso di guasti meccanici non causati dall'utente è possibile la sostituzione del dispositivo o dei suoi componenti.

La garanzia non copre danni meccanici o chimici significativi che compromettano l'integrità strutturale del dispositivo.

AVVERTENZA SULLE DENOMINAZIONI DELLE SEQUENZE

Le denominazioni delle sequenze presenti nel dispositivo Trinity® possono includere termini appartenenti alla nomenclatura medica (ad esempio nomi di patologie o condizioni). Tali denominazioni sono utilizzate esclusivamente a fini identificativi e convenzionali e **non rappresentano in alcun modo indicazioni diagnostiche o terapeutiche, né implicano effetti su specifiche condizioni cliniche**. Le sequenze devono essere intese unicamente come programmi orientati al riequilibrio e al benessere generale dell'organismo.

Contatti Bioquantum

 328 126 5841

 info@bioquantum.it

 bioquantum.it/trinity

Il dispositivo Trinity® è destinato esclusivamente al benessere generale e non è un dispositivo medico. Non è destinato alla diagnosi, trattamento, cura o prevenzione di malattie. Le informazioni contenute nel presente manuale hanno carattere puramente informativo e non costituiscono il parere di un medico o di altri

mandare hanno carattere puramente informativo e non sostituiscono il parere di un medico o di altri professionisti sanitari qualificati. L'utilizzo del dispositivo è sotto la responsabilità dell'utente.